









**Legenda:**

Optyczno-magistralny system przywoławczy Mediot Care

-  Centrala nr artykułu: 735000  
montaż h=1,5 - 1,7m n/ł lub p/ł do puszek KAISER 9013  
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]
-  Salowa lampa sygnalizacyjna 3 kolory,  
nr art. 735490, montaż 2,2m
-  Terminal Pacjenta TP2- z wezw. lek i wysw LCD  
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

-  Terminal Pacjenta TP2- wysw LCD  
nr artykułu: 735020, montaż p/ł 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
-  Terminal Pacjenta TP4 - z wezw. lek  
nr artykułu: 735031, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
-  Przycisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art.  
204104, montaż 2,2m
-  Przycisk kasujący,  
nr art. 735080 + płytka art. 735814 + ramka art.  
204104, montaż 0,7-1,5m

-  Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i  
manipulatorem z funkcją sterowania ośw.  
nocnym i miejscowym, nr art. 735124 +  
ramka art. 204104 + manipulator art. 733500

-  Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,  
10A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 8 jednostek szerokości

Nazwa rys.:	Nr rys.:	Sporządził:	L. Wojtyła / tel: 71 334-75-65	data:
Obiekt:	Format: A4	Sprawdził:	K. Kuizjeja / tel: 71 334-75-64	System:

