














**Legenda:**

Opływczo-magistralny system przywoławczy  
Mediopt Care , Schima Sp. z o.o.

-  **Centrala**  
Centrala systemowa  
nr art. 735000, montaż 1,6 - 1,8m
-  **ppk**  
Przyciisk przywoławczo-odwoławczy,  
nr art. 735070 + płytką art.735824, +  
ramka art.204104 montaż 1,2 - 1,3m
-  **E**  
Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory,  
nr art. 735040, montaż 2,2m
-  **GLS**  
Grupowa lampka sygnalizacyjna 2 kolory,  
nr art. 735480, montaż 2,2m

-  **psz**  
Przyciisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 735100 + płytką art. 735100 + ramka art.  
204104, montaż 2,2m
-  **pk**  
Przyciisk kasujący,  
nr art. 735080 + płytką art. 735814 + ramka art.  
204104, montaż 0,7-1,5m
-  **pp**  
Przyciisk przywoławczy,  
nr art. 735090 + płytką art. 735804 + płytką art.  
204104, montaż 0,7-1,5m
-  **pg**  
Głazdo z przyciiskiem przywoławczym i manipulatorem  
z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym,  
nr art. 735124 + ramka art. 204104 + manipulator art. 733500
-  **pl**  
Przyciisk przywoławczo-odwoławczy Lekarza,  
nr art. 735060 + płytką art. 735754 + ramka art. 204104,  
montaż 0,7-1,5m (łączyć z przyciiskiem  
odwoł/przywoł-odwoł w podwójnej ramce)

-  **240W**  
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,  
10A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 8 jednostek szerokości
-  **CENTR ODDZIAŁ**  
Centrala oddziałowa,  
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 6 jednostek szerokości
-  **przewód typu: YTKSY 3x2x0,8mm**
-  **przewód typu: YTKSY 2x2x0,5mm**

